



- ✓ 125 W de potencia
- ✓ Económico, para muestras de 0,25 ml a 30 ml
- ✓ Motor de velocidad variable de 5 000 a 35 000 vueltas/min
- ✓ Con herramientas y modo de empleo
- ✓ Suministrado con un varilla de dispersión de 7 mm x 85 mm C189
- ✓ La mayoría de muestras se dispersan en menos de un minuto
- ✓ Fácil de limpiar y desmontar
- ✓ Portátil y ligero
- ✓ Para manipulación manual o para montar en un soporte
- ✓ Normas CSA, UL y CE C196
- ✓ Ruido inferior 72 db
- ✓ Motor garantizado 1 año

| Referencia | Descripción | € sin IVA |
|------------|---|-----------|
| 078053 | Homogeneizador TissueMaster-125 con varilla 7 x 85 mm | 776 - |

Kit de homogeneización de tejidos Omni TH para PCR



- ✓ Herramientas de dispersión de plástico autoclavables
- ✓ Para la desintegración completa de lisis celulares
- ✓ Buena desintegración de membranas
- ✓ Herramientas de dispersión de acero: para que las muestras no se vean afectadas por las contaminaciones
- ✓ Varillas de plástico, desechables o uso limitado, para evitar las contaminaciones
- ✓ Fondo plano para los tejidos flexibles y herramienta dentada para los tejidos fibrosos

Cada kit - Incluye un homogeneizador TH con modo de empleo PCR, un adaptador para Omni-tip, un herramienta de dispersión de acero inoxidable, un maletín de protección

Dos modelos: para tejidos blandos o para tejidos congelados.

Kit Omni PCR para tejidos blandos, contenido del kit:

| Referencia | Homogeneizador Omni TH | 12 Omni-tips ø x al (mm) | Varilla acero inox. ø x al (mm) | Kit de limpieza | Adaptador | Manual PCR | € sin IVA |
|------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| 078043 | Sí | 7 x 65 | No | No | Sí | Sí | 1070 - |
| 078045 | Sí | 7 x 65 | 5 x 75 | Sí | Sí | Sí | 2084 - |
| 078046 | Sí | 7 x 65 | 7 x 95 | Sí | Sí | Sí | 2220 - |
| 078047 | Sí | 7 x 65 | 10 x 95 | Sí | Sí | Sí | 2353 - |
| 078048 | Sí | No | 5 x 75 | Sí | Sí | Sí | 2084 - |
| 078049 | Sí | No | 7 x 95 | Sí | Sí | Sí | 2220 - |

Herramientas de dispersión y Omni-tips: ver página siguiente

Kit Omni PCR para tejidos duros, contenido del kit:

| Ref. | Homogeneizador Omni TH | 12 Omni-tips ø x al (mm) | Varilla acero inox. ø x al (mm) | Adaptador | Manual PCR | € sin IVA |
|--------|------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 078051 | Sí | No | 5 x 75 | Sí | Sí | 2084 - |

Accesorios

| Referencia | Descripción | € sin IVA |
|------------|--|-----------|
| 078052 | Caja de herramientas para el mantenimiento y la limpieza de herramientas de acero inoxidable | 88,10 - |
| 078002 | Soporte para Omni TH | 431 - |
| 078003 | Varilla con nuez de montaje | 100,10 - |

Esterilización de puntas Omnitips

- ➔ Recomendada
- ✓ Autoclave hasta 121 °C
- ✓ Formaldehído (g)
- ✓ Óxido de etileno
- ✓ Irradiación gamma hasta 5 MRAD
- ✓ Glutaraldehído (2 %)
- ✓ Óxido de nitrógeno
- ➔ No recomendada
- ✓ Irradiación UV

Desinfección biológica:

- ➔ Recomendada
- ✓ Agua de hipoclorito de sodio (5 %)
- ✓ Formaldehído 40 %
- ✓ Alcohol 70 %
- ➔ No recomendada
- ✓ Derivados de fenol
- ✓ Exposición larga a derivados de guanidina
- ✓ Diclorofenazona

Descontaminación tras utilizar productos radioactivos:

- ➔ Recomendada
- ✓ Agua / Etanol / SDS
- ✓ Soluciones limpiadoras: "radiacwash" o "count-off"

La limpieza del adaptador de herramientas de plástico Omnitips:

- ➔ Recomendada
- ✓ Limpieza con agua jabonosa
- ✓ Agua cliente y enjuague con 1 % SDS, agua destilada tratada al dicarbonato de dietilo (DEPC)

Triturador homogeneizador de tejidos OMNI Thb

NUEVO



- Motor potente, 125W
- Ligero y portátil
- Se conecta y se acopla a las varillas en un cuarto de vuelta
- Compatible con las Omni Tip™ sin adaptador
- Volumen de muestras manipulables : < 200 µl a 100 ml
- Velocidad de molienda : 5000 a 35000 rpm
- Peso : 466 g
- Nivel de ruido : < 72 db

| Referencia | Descripción | € sin IVA |
|------------|---|-----------|
| 078132 | Triturador homogeneizador de tejidos OMNI Thb | 1331,91 - |